

本中心实验室参考值范围-门急诊



	检测项目	单位	正常值范围 (如为其它单位, 请在正常值范围后边注明)	备注	采集数据仪器
血常规(五分类)	白细胞计数	10 ⁹ /L	0- $<$ 6月: 4.3-14.2		BC6800
			6月- $<$ 1岁: 4.8-14.6		
			1- $<$ 2岁: 5.1-14.1		
			2- $<$ 6岁: 4.4-11.9		
			6- $<$ 13岁: 4.3-11.3		
			13- $<$ 19岁: 4.1-11.0		
			19-200岁: 3.5-9.5		
	中性粒细胞百分比	%	0- $<$ 6月: 7-56		
			6月- $<$ 1岁: 9-57		
			1- $<$ 2岁: 13-55		
			2- $<$ 6岁: 22-65		
			6- $<$ 13岁: 31-70		
			13- $<$ 19岁: 37-77		
			19-200岁: 40-75		
	淋巴细胞百分比	%	0- $<$ 6月: 26-83		
			6月- $<$ 1岁: 31-81		
			1- $<$ 2岁: 33-77		
			2- $<$ 6岁: 23-69		
			6- $<$ 13岁: 23-59		
			13- $<$ 19岁: 17-54		
			19-200岁: 20-50		
	单核细胞百分比	%	0- $<$ 6月: 3-16		
			6月- $<$ 2岁: 2-13		
			2- $<$ 19岁: 2-11		
			19-200岁: 3.0-10.0		
	嗜酸性粒细胞百分比	%	0- $<$ 1岁: 1-10		
			1- $<$ 19岁: 0-9		
			19-200岁: 0.4-8.0		
嗜碱性粒细胞百分比	%	0.0-1.0			



	中性粒细胞	10 ⁹ /L	0- $<$ 6月: 0.6-7.5	
			6月- $<$ 1岁: 0.8-6.4	
			1- $<$ 2岁: 0.8-5.8	
			2- $<$ 6岁: 1.2-7.0	
			6- $<$ 13岁: 1.6-7.8	
			13- $<$ 19岁: 1.8-8.3	
			19-200岁: 1.8-6.3	
	淋巴细胞	10 ⁹ /L	0- $<$ 6月: 2.4-9.5	
			6月- $<$ 1岁: 2.5-9.0	
			1- $<$ 2岁: 2.4-8.7	
			2- $<$ 6岁: 1.8-6.3	
			6- $<$ 13岁: 1.5-4.6	
			13- $<$ 19岁: 1.2-3.8	
			19-200岁: 1.1-3.2	
	单核细胞	10 ⁹ /L	0- $<$ 6月: 0.15-1.56	
			6月- $<$ 1岁: 0.17-1.06	
			1- $<$ 2岁: 0.18-1.13	
			2- $<$ 6岁: 0.12-0.93	
			6- $<$ 13岁: 0.13-0.76	
			13- $<$ 19岁: 0.14-0.74	
			19-200岁: 0.1-0.6	
嗜酸性粒细胞	10 ⁹ /L	0- $<$ 1岁: 0.07-1.02		
		1- $<$ 19岁: 0.00-0.68		
		19-200岁: 0.02-0.52		
嗜碱性粒细胞	10 ⁹ /L	0- $<$ 2岁: 0.00-0.10		
		2- $<$ 19岁: 0.00-0.07		
		19-200岁: 0.00-0.06		
红细胞计数	10 ¹² /L	0- $<$ 6月: 3.3-5.2		
		6月- $<$ 6岁: 4.0-5.5		
		6- $<$ 13岁: 4.2-5.7		
		男: 13- $<$ 19岁: 4.5-5.9		

			女: 13- $<$ 19岁: 4.1-5.3	
			男 19-200岁: 4.30-5.80	
			女 19-200岁: 3.80-5.10	
血红蛋白	g/L		0- $<$ 6月: 97-183	
			6月- $<$ 1岁: 97-141	
			1- $<$ 2岁: 107-141	
			2- $<$ 6岁: 112-149	
			6- $<$ 13岁: 118-156	
			男: 13- $<$ 19岁: 129-172	
			女: 13- $<$ 19岁: 114-154	
			男 19-200岁: 130-175	
			女 19-200岁: 115-150	
红细胞压积	%		0- $<$ 6月: 28-52	
			6月- $<$ 1岁: 30-41	
			1- $<$ 2岁: 32-42	
			2- $<$ 6岁: 34-43	
			6- $<$ 13岁: 36-46	
			男: 13- $<$ 19岁: 39-51	
			女: 13- $<$ 19岁: 36-47	
			男 19-200岁: 40-50	
			女 19-200岁: 35-45	
平均红细胞体积	fl		0- $<$ 6月: 73-104	
			6月- $<$ 2岁: 72-86	
			2- $<$ 6岁: 76-88	
			6- $<$ 13岁: 77-92	
			13- $<$ 19岁: 80-100	
			19-200岁: 82-100	
平均血红蛋白含量	pg		0- $<$ 6月: 24-37	
			6月- $<$ 6岁: 24-30	

			6- <19 岁: 25-34		
			19-200 岁: 27-34		
	平均血红蛋白浓度	g/L	0- <6 月: 309-363		
			6- <19 岁: 310-355		
			19-200 岁: 316-354		
	红细胞分布宽度	%	12.2-14.8		
	血小板计数	10 ⁹ /L	0- <6 月: 183-614		
			6 月- <1 岁: 190-579		
			1- <2 岁: 190-524		
			2- <6 岁: 188-472		
			6- <12 岁: 167-453		
			12- <19 岁: 150-407		
			19-200 岁: 125-350		
	血小板压积	%	男 0-200 岁: 0.108-0.272		
			女 0-200 岁: 0.114-0.282		
	血小板平均体积	f1	6.5-12.0		
	血小板分布宽度	f1	0.0-17.0		
	C 反应蛋白	mg/L	0.0-5.0		特定蛋白分析仪
	超敏 C 反应蛋白	mg/L	0.0-3.0		Aristo
凝血功能常规检查	凝血酶原时间	s	9.4-12.5		ACLTOP750 全自动凝血分析仪
	凝血酶原时间正常对照	s	/		
	国际标准化比值	/	0.82-1.15		
	活化部分凝血活酶时间	s	25.1-36.5		
	活化部分凝血活酶时间对照	s	/		
	凝血酶时间	s	10.3-16.6		
	纤维蛋白原	g/L	2.38-4.98		
	D-二聚体	ug/L	0-243		
常规 HBSAG、HCVAB、HIV、	梅毒螺旋体特异抗体	/	阴性		莱博全自动酶标仪
	人免疫缺陷病毒抗体	/	阴性		
	丙型肝炎抗体 IgG	/	阴性		

TP、 HCVCA G 检 查	乙型肝炎表面抗体	/	阴性	
	丙型肝炎病毒核心 抗原	/	阴性	
	乙型肝炎 DNA 测定	IU/ml	<30.0	
	乙型肝炎病毒表面抗原		阴性	
	乙型肝炎病毒 e 抗原		阴性	
	乙型肝炎病毒 e 抗体		阴性	
	乙型肝炎病毒核心抗体		阴性	
	丙型肝炎病毒 RNA 测定	IU/ml	<50.0	
肝 功 能	总蛋白 (TP)	g/L	0-6 月: 49.0-71.0 6 月-1 岁: 55.0-75.0 1-2 岁: 58.0-76.0 2-6 岁: 61.0-79.0 6-13 岁: 65.0-84.0 13-19 岁: 68.0-88.0 19-200 岁: 65.0-85.0	日立 006 生化仪
	白蛋白 (ALB)	g/L	0-6 月: 35.0-50.00 6 月-13 岁: 39.0-54.0 13-19 岁: 42.0-56.0 19-200 岁: 40.0-55.0	
	球蛋白 (GLB)	g/L	0-6 月: 9.0-27.0 6 月-1 岁: 10.0-30.0 1-2 岁: 12.0-32.0 2-6 岁: 15.0-34.0 6-13 岁: 10.0-30.0 13-19 岁: 19.0-40.0 19-200 岁: 20.0-40.0	
	白球蛋白比 (A/G)	/	0-6 月: 1.6-3.8 6 月-1 岁: 1.4-3.9 1-2 岁: 1.3-3.5 2-6 岁: 1.2-3.0 6-19 岁: 1.2-2.5 19-200 岁: 1.2-2.4	

丙氨酸氨基转移酶 (ALT)	U/L	男: 0-<1岁: 8-71 1-<2岁: 8-42 2-<13岁: 7-30 13-<19岁: 7-43 19-200岁: 9-50		
		女: 0-<1岁: 8-71 1-<2岁: 8-42 2-<13岁: 7-30 13-<19岁: 6-29 19-<200岁: 7-40		
天门冬氨基转移酶 (AST)	U/L	男: 0-<1岁: 21-80 1-<2岁: 22-59 2-<13岁: 14-44 13-<19岁: 12-37 19-200岁: 15-40		
		女: 0-<1岁: 21-80 1-<2岁: 22-59 2-<13岁: 14-44 13-<19岁: 10-31 19-200岁: 13-35		
AST/ALT	U/L	1.0-2.0		
γ-谷氨酰转移酶 (GGT)	U/L	男: 0-<6月: 9-150 6月-<1岁: 6-31 1-<13岁: 5-19 13-<19岁: 8-40 19-200岁: 10-60		
		女: 0-<6月: 9-150 6月-<1岁: 6-31 1-<13岁: 5-19 13-<19岁: 6-26 19-200岁: 7-45		
碱性磷酸酶(ALP)	U/L	男: 0-<6月: 98-532 6月-<1岁: 106-420 1-<2岁: 128-432 2-<9岁: 143-406 9-<12岁: 146-500 12-<14岁: 160-610 14-<15岁: 82-603 15-<17岁: 64-443 17-<19岁: 51-202 19-200岁: 45-125		
		女: 0-<6月: 98-532 6月-<1岁: 106-420 1-<2岁: 128-432		

			2-<9岁: 143-406 9-<12岁: 146-500 12-<14岁: 81-454 14-<15岁: 63-327 15-<17岁: 52-215 17-<19岁: 43-130 19-<50岁: 35-100 50-200岁: 50-135	
	总胆红素(T-BIL)	umol/L	0-23	
	直接胆红素(D-BIL)	umol/L	0-7	
	间接胆红素(I-BIL)	umol/L	3-14	
	总胆汁酸	umol/L	0.00-9.67	
	胱抑素C	mg/L	0.00-1.03	
肾 功 能	尿素(Urea)	mmol/L	男: 0-<6个月: 0.8-5.3 6个月-<1岁: 1.1-5.9 1-<2岁: 2.3-6.7 2-<19岁: 2.7-7.0 19-<60岁: 3.1-8.0 60-200岁: 3.6-9.5	
			女: 0-<6个月: 0.8-5.3 6个月-<1岁: 1.1-5.9 1-<2岁: 2.3-6.7 2-<19岁: 2.5-6.5 19-<60岁: 2.6-7.5 60-<200: 3.1-8.8	
	肌酐(Cr)	umol/L	男: 0-<2岁: 13-33 2-<6岁: 19-44 6-<13岁: 27-66 13-<16岁: 37-93 16-<19岁: 52-101 19-<60岁: 57-97 60-200岁: 57-111	
			女: 0-<2岁: 13-33 2-<6岁: 19-44 6-<13岁: 27-66 13-<16岁: 33-75 16-<19岁: 39-76 19-<60岁: 41-73 60-200岁: 41-81	

	尿酸(UA)	umol/L	男 0-200 岁: 208-428 女 0-200 岁: 155-357	
	肾小球滤过率(GFR-Cr)	ml/min	/	
血脂	总胆固醇(TC)	mmol/L	3.14-5.86	
	甘油三脂(TG)	mmol/L	0.00-1.70	
	高密度脂蛋白(HDL-C)	mmol/L	男 0-120 岁: 1.04-1.66	
			女 0-120 岁: 1.10-1.74	
低密度脂蛋白(LDL-C)	mmol/L	0.00-3.37		
电解质	钾(K)	mmol/L	0-<2 岁: 4.20-5.90 2-<3 岁: 3.90-5.40 3-<16 岁: 3.70-5.20 16-<19 岁: 3.50-4.90 19-<200 岁: 3.50-5.30	
	钠(Na)	mmol/L	0-<6 月: 135-150 6 月-<1 岁: 134-143 1-<19 岁: 135-145 19-<200 岁: 137-147	
	氯(Cl)	mmol/L	0-<6 月: 100-116 6 月-<19 岁: 98-110 19-<200 岁: 99-110	
	总钙(Ca)	mmol/L	0-<19 岁: 2.10-2.80 19-<200 岁: 2.11-2.52	
	无机磷(P)	mmol/L	男: 0-<6 月: 1.60-2.51 6 月-<1 岁: 1.48-2.20 1-<2 岁: 1.42-2.13 2-<6 岁: 1.37-1.99 6-<12 岁: 1.25-1.93 12-<15 岁: 1.15-2.01 15-<19 岁: 0.84-1.71 19-200 岁: 0.85-1.51 女: 0-<6 月: 1.60-2.51 6 月-<1 岁: 1.48-2.20 1-<2 岁: 1.42-2.13	

			2-<6岁: 1.37-1.99 6-<12岁: 1.25-1.93 12-<15岁: 1.03-1.86 15-<19岁: 0.93-1.61 19-200岁: 0.85-1.51		
电解质	镁 (Mg)	mmol/L	0.65-1.25		006 生化仪
	葡萄糖 (GLU)	mmol/L	3.90-6.10		日立 008-2s
心肌酶	肌酸激酶测定(CK)	U/L	男 0-120岁: 50-310 女 0-120岁: 40-200		006 生化仪
	乳酸脱氢酶(LDH)	U/L	120-250		
	肌酸激酶同工酶(CK-MB)	ng/ml	0.0-5.0		
	α-羟丁酸脱氢酶(HBDH)	U/L	72-182		
	血淀粉酶	U/L	35-135		日立 008-2s
	血脂肪酶	U/L	1.0-60.0		日立 008-2s
	血清人绒毛膜促性腺激素(HCG)	mIU/mL	0.0-5.0		迈瑞 CL6000I
尿常规	隐血	/	-		UD-1300
	白细胞酯酶	/	-		
	酮体	/	-		
	亚硝酸盐	/	-		
	尿胆原	/	-		
	胆红素	/	-		
	蛋白质	/	-		
	葡萄糖	/	-		
	比重	/	1.003-1.030		
	PH值	/	5.0-7.5		
	颜色	/	/		
	浊度	/	/		
	红细胞总数	个/u1	0-10		
	白细胞	个/u1	0-15		
透明管型	个/u1	0-1			
病理管型	个/u1	0			

	鳞状上皮细胞	个/u1	0-15		
	非鳞状上皮细胞	个/u1	0-15		
	草酸钙结晶	个/u1	/		
	尿酸结晶	个/u1	/		
	细菌	个/u1	0-33		
	酵母菌	个/u1	/		
	粘液丝	个/u1	/		
	24小时尿总蛋白	mg/24h	28-141		日立 008-2s
	甲胎蛋白	ng/ml	0.0-7.0		全自动化学发光免疫分析仪
	促甲状腺激素 (TSH)	μ IU/ml	0天-2月: 0.66-16.58		迈瑞 CL6000I
			2月-4月: 0.68-11.97		
			4月-12月: 0.69-9.06		
			1岁-7岁: 0.66-6.44		
			7岁-12岁: 0.55-5.20		
			12岁-20岁: 0.45-4.61		
			20岁-120岁: 0.35-5.10		
	游离甲状腺素 (FT4)	pmol/L	男: 0天-1月: 13.34-28.65		
			男: 1月-12岁: 12.9-23.04		
			女: 0天-1月: 13.82-31.83		
			女: 1月-9岁: 13.26-24.80		
			女: 9岁-12岁: 10.16-24.34		
			12岁-200岁: 11.20-23.81		
	游离三碘甲状原氨酸 (FT3)	pmol/L	0-2月: 2.38-8.41		
			2月-4月: 2.68-7.26		
			4月-12月: 2.90-7.02		

		1岁-7岁: 3.18-6.66	
		7岁-12岁: 3.22-6.34	
		12岁-21岁: 3.36-6.10	
		21岁-120岁: 2.76-6.45	
ELISA 结核感染 T 细胞检测		阴性	手工法
糖化血红蛋白 A1C	%	4.0-6.0	糖化血红蛋白仪 MQ6000
肌钙蛋白 I	ng/ml	0.00-0.026	临检基蛋 Getein6000
空腹胰岛素测定	mIU/L	2.2-25.0	迈瑞
空腹 C 肽测定	ng/ml	1.0-4.8	CL6000I

粪 便 常规	颜色	/	/	全自动粪 便处理分 析系统 FA-180
	形状	/	/	
	蛔虫卵	/	/	
	钩虫卵	/	/	
	鞭虫卵	/	/	
	吞噬细胞	/	/	
	油滴	/	/	
	夏雷登氏	/	/	
	脓细胞	/HP	/	
	霉菌孢子	/HP	/	
	红细胞	/HP	未查见	
	白细胞	/HP	未查见	
	不消化食物	/	/	
	隐血试验	/	阴性	
乙 肝 三 系 定 量 +HBcI gM	乙肝表面抗原	IU/mL	阴性 <0.05; 阳性 ≥ 0.05	雅 培 I2000SR
	乙肝表面抗体	IU/L	阴性 <10.00; 阳性 ≥ 10.00	
	乙肝 e 抗原	S/CO	阴性 <1.000; 阳性 ≥ 1.000	
	乙肝 e 抗体	S/CO	阴性 > 1.00; 阳性 ≤ 1.00	
	乙肝核心抗体	S/CO	阴性 <1.00; 阳性 ≥ 1.00	



	乙肝核心抗体 IgM	S/CO	阴性 <1.00; 阳性 ≥ 1.00	
总 IGE 测定	总 IGE	KIU/L	<100.00	酶标仪 iMark
抗核抗体 2项	抗核抗体		<1:100	手工法
	抗双链 DNA 抗体		阴性	



2024. 3. 27