


本中心实验室参考值范围-门急诊



	检测项目	单位	正常值范围 (如为其它单位, 请在正常值范围后边注明)	备注
血常规(五分类)	白细胞计数	10 ⁹ /L	0- $<$ 6月: 4.3-14.2	BC6800
			6月- $<$ 1岁: 4.8-14.6	
			1- $<$ 2岁: 5.1-14.1	
			2- $<$ 6岁: 4.4-11.9	
			6- $<$ 13岁: 4.3-11.3	
			13- $<$ 19岁: 4.1-11.0	
			19-200岁: 3.5-9.5	
	中性粒细胞百分比	%	0- $<$ 6月: 7.0-56.0	
			6月- $<$ 1岁: 9.0-57.0	
			1- $<$ 2岁: 13.0-55.0	
			2- $<$ 6岁: 22.0-65.0	
			6- $<$ 13岁: 31.0-70.0	
			13- $<$ 19岁: 37.0-77.0	
			19-200岁: 40.0-75.0	
	淋巴细胞百分比	%	0- $<$ 6月: 26.0-83.0	
			6月- $<$ 1岁: 31.0-81.0	
			1- $<$ 2岁: 33.0-77.0	
			2- $<$ 6岁: 23.0-69.0	
			6- $<$ 13岁: 23.0-59.0	
			13- $<$ 19岁: 17.0-54.0	
			19-200岁: 20.0-50.0	
	单核细胞百分比	%	0- $<$ 6月: 3.0-16.0	
			6月- $<$ 2岁: 2.0-13.0	
			2- $<$ 19岁: 2.0-11.0	
			19-200岁: 3.0-10.0	
	嗜酸性粒细胞百分比	%	0- $<$ 1岁: 1.0-10.0	
			1- $<$ 19岁: 0.0-9.0	
			19-200岁: 0.4-8.0	
	嗜碱性粒细胞百分比	%	0.0-1.0	



	中性粒细胞	$10^9/L$	0- <6 月: 0.6-7.5	
			6 月- <1 岁: 0.8-6.4	
			1- <2 岁: 0.8-5.8	
			2- <6 岁: 1.2-7.0	
			6- <13 岁: 1.6-7.8	
			13- <19 岁: 1.8-8.3	
			19-200 岁: 1.8-6.3	
	淋巴细胞	$10^9/L$	0- <6 月: 2.4-9.5	
			6 月- <1 岁: 2.5-9.0	
			1- <2 岁: 2.4-8.7	
			2- <6 岁: 1.8-6.3	
			6- <13 岁: 1.5-4.6	
			13- <19 岁: 1.2-3.8	
			19-200 岁: 1.1-3.2	
	单核细胞	$10^9/L$	0- <6 月: 0.15-1.56	
			6 月- <1 岁: 0.17-1.06	
			1- <2 岁: 0.18-1.13	
			2- <6 岁: 0.12-0.93	
			6- <13 岁: 0.13-0.76	
			13- <19 岁: 0.14-0.74	
			19-200 岁: 0.1-0.6	
	嗜酸性粒细胞	$10^9/L$	0- <1 岁: 0.07-1.02	
			1- <19 岁: 0.00-0.68	
			19-200 岁: 0.02-0.52	
	嗜碱性粒细胞	$10^9/L$	0- <2 岁: 0.00-0.10	
			2- <19 岁: 0.00-0.07	
			19-200 岁: 0.00-0.06	
	红细胞计数	$10^{12}/L$	0- <6 月: 3.30-5.20	
			6 月- <6 岁: 4.00-5.50	
			6- <13 岁: 4.20-5.70	
			男: 13- <19 岁: 4.50-5.90	
			女: 13- <19 岁: 4.10-5.30	



			男 19-200 岁:4.30-5.80	
			女 19-200 岁:3.80-5.10	
	血红蛋白	g/L	0-<6 月: 97-183	
			6 月-<1 岁: 97-141	
			1-<2 岁: 107-141	
			2-<6 岁: 112-149	
			6-<13 岁: 118-156	
			男: 13-<19 岁: 129-172	
			女: 13-<19 岁: 114-154	
			男 19-200 岁: 130-175	
			女 19-200 岁: 115-150	
	红细胞压积	%	0-<6 月: 28.0-52.0	
			6 月-<1 岁: 30.0-41.0	
			1-<2 岁: 32.0-42.0	
			2-<6 岁: 34.0-43.0	
			6-<13 岁: 36.0-46.0	
			男: 13- < 19 岁: 39.0-51.0	
			女: 13- < 19 岁: 36.0-47.0	
			男 19-200 岁:40.0-50.0	
			女 19-200 岁:35.0-45.0	
	平均红细胞体积	fl	0-<6 月: 73.0-104.0	
			6 月-<2 岁: 72.0-86.0	
			2-<6 岁: 76.0-88.0	
			6-<13 岁: 77.0-92.0	
			13-<19 岁: 80.0-100.0	
			19-200 岁: 82.0-100.0	
	平均血红蛋白含量	pg	0-<6 月: 24.0-37.0	
			6 月-<6 岁: 24.0-30.0	
			6-<19 岁: 25.0-34.0	
			19-200 岁: 27.0-34.0	
	平均血红蛋白浓度	g/L	0-<6 月: 309-363	
			6-<19 岁: 310-355	
			19-200 岁: 316-354	



	红细胞分布宽度	%	12.2-14.8		
	血小板计数	10 ⁹ /L	0-＜6 月：183-614		
			6 月-＜1 岁：190-579		
			1-＜2 岁：190-524		
			2-＜6 岁：188-472		
			6-＜12 岁：167-453		
			12-＜19 岁：150-407		
			19-200 岁：125-350		
	血小板压积	%	男 0-200 岁： 0.108-0.272		
			女 0-200 岁： 0.114-0.282		
	血小板平均体积	f1	6.50-12.00		
	血小板分布宽度	f1	0.0-17.0		
C 反应蛋白		mg/L	0.0-5.0		特定蛋白分析仪 Aristo
超敏 C 反应蛋白		mg/L	0.0-3.0		
凝血功能常规检查	凝血酶原时间	s	9.4-12.5		ACLTOP750 全自动凝血分析仪
	凝血酶原时间正常对照	s	/		
	国际标准化比值	/	0.82-1.15		
	活化部分凝血活酶时间	s	25.1-36.5		
	活化部分凝血活酶时间对照	s	/		
	凝血酶时间	s	10.3-16.6		
	纤维蛋白原	g/L	2.38-4.98		
D-二聚体		ug/L	0-243		
常规 HBSAG、HCVAB、HIV、TP、HCVCA G 检查	梅毒螺旋体特异抗体	/	阴性		莱博全自动酶标仪
	人免疫缺陷病毒抗原抗体联合检测	/	阴性		
	丙型肝炎病毒抗体	/	阴性		
	乙肝表面抗原定性	/	阴性		
	丙型肝炎病毒核心抗原	/	阴性		
乙型肝炎 DNA 测定		IU/ml	低于检测限（＜10IU/ml）		



乙型肝炎病毒表面抗原			阴性		
乙型肝炎病毒 e 抗原			阴性		
乙型肝炎病毒 e 抗体			阴性		
乙型肝炎病毒核心抗体			阴性		
丙型肝炎病毒 RNA 测定		IU/ml	<50.0		
肝 功 能	总蛋白 (TP)	g/L	0-<6 月: 49.0-71.0 6 月-<1 岁: 55.0-75.0 1-<2 岁: 58.0-76.0 2-<6 岁: 61.0-79.0 6-<13 岁: 65.0-84.0 13-<19 岁: 68.0-88.0 19-200 岁: 65.0-85.0		日立 006 生化 仪
	白蛋白 (ALB)	g/L	0-<6 月: 35.0-50.00 6 月-<13 岁: 39.0-54.0 13-<19 岁: 42.0-56.0 19-200 岁: 40.0-55.0		
	球蛋白 (GLB)	g/L	0-<6 月: 9.0-27.0 6 月-<1 岁: 10.0-30.0 1-<2 岁: 12.0-32.0 2-<6 岁: 15.0-34.0 6-<13 岁: 18.0-38.0 13-<19 岁: 19.0-40.0 19-<200 岁: 20.0-40.0		
	白球蛋白比 (A/G)	/	0-<6 月: 1.6-3.8 6 月-<1 岁: 1.4-3.9 1-<2 岁: 1.3-3.5 2-<6 岁: 1.2-3.0 6-<19 岁: 1.2-2.5 19-<200 岁: 1.2-2.4		
	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)	U/L	男: 0-<1 岁: 8-71 1-<2 岁: 8-42 2-<13 岁: 7-30 13-<19 岁: 7-43 19-200 岁: 9-50		
			女: 0-<1 岁: 8-71 1-<2 岁: 8-42 2-<13 岁: 7-30 13-<19 岁: 6-29 19-<200 岁: 7-40		
天门冬氨基转移酶		U/L	男: 0-<1 岁: 21-80		



(AST)		1- $<$ 2 岁: 22-59 2- $<$ 13 岁: 14-44 13- $<$ 19 岁: 12-37 19-200 岁: 15-40 女: 0- $<$ 1 岁: 21-80 1- $<$ 2 岁: 22-59 2- $<$ 13 岁: 14-44 13- $<$ 19 岁: 10-31 19-200 岁: 13-35	
AST/ALT	U/L	1.0-2.0	
γ -谷氨酰转移酶 (GGT)	U/L	男: 0- $<$ 6 月: 9-150 6 月- $<$ 1 岁: 6-31 1- $<$ 13 岁: 5-19 13- $<$ 19 岁: 8-40 19-200 岁: 10-60 女: 0- $<$ 6 月: 9-150 6 月- $<$ 1 岁: 6-31 1- $<$ 13 岁: 5-19 13- $<$ 19 岁: 6-26 19-200 岁: 7-45	
碱性磷酸酶 (ALP)	U/L	男: 0- $<$ 6 月: 98-532 6 月- $<$ 1 岁: 106-420 1- $<$ 2 岁: 128-432 2- $<$ 9 岁: 143-406 9- $<$ 12 岁: 146-500 12- $<$ 14 岁: 160-610 14- $<$ 15 岁: 82-603 15- $<$ 17 岁: 64-443 17- $<$ 19 岁: 51-202 19-200 岁: 45-125 女: 0- $<$ 6 月: 98-532 6 月- $<$ 1 岁: 106-420 1- $<$ 2 岁: 128-432 2- $<$ 9 岁: 143-406 9- $<$ 12 岁: 146-500 12- $<$ 14 岁: 81-454 14- $<$ 15 岁: 63-327 15- $<$ 17 岁: 52-215 17- $<$ 19 岁: 43-130 19- $<$ 50 岁: 35-100 50-200 岁: 50-135	
总胆红素 (T-BIL)	umol/L	0-23	
直接胆红素 (D-BIL)	umol/L	0-7	



	间接胆红素(I-BIL)	umol/L	3-14	
	总胆汁酸	umol/L	0.00-9.67	
	胱抑素 C	mg/L	0.00-1.03	
肾 功 能	尿素 (Urea)	mmol/L	男: 0-<6 个月: 0.8-5.3 6 个月-<1 岁: 1.1-5.9 1-<2 岁: 2.3-6.7 2-<19 岁: 2.7-7.0 19-<60 岁: 3.1-8.0 60-200 岁: 3.6-9.5	
			女: 0-<6 个月: 0.8-5.3 6 个月-<1 岁: 1.1-5.9 1-<2 岁: 2.3-6.7 2-<19 岁: 2.5-6.5 19-<60 岁: 2.6-7.5 60-<200: 3.1-8.8	
	肌酐 (Cr)	umol/L	男: 0-<2 岁: 13-33 2-<6 岁: 19-44 6-<13 岁: 27-66 13-<16 岁: 37-93 16-<19 岁: 52-101 19-<60 岁: 57-97 60-200 岁: 57-111	
			女: 0-<2 岁: 13-33 2-<6 岁: 19-44 6-<13 岁: 27-66 13-<16 岁: 33-75 16-<19 岁: 39-76 19-<60 岁: 41-73 60-200 岁: 41-81	
	尿酸(UA)	umol/L	男 0-200 岁: 208-428 女 0-200 岁: 155-357	
	肾小球滤过率 (GFR-Cr)	ml/min	/	
血 脂	总胆固醇(TC)	mmol/L	3.14-5.86	
	甘油三脂(TG)	mmol/L	0.00-1.70	
	高密度脂蛋白 (HDL-C)	mmol/L	男 0-120 岁: 1.04-1.66	
			女 0-120 岁: 1.10-1.74	
	低密度脂蛋白 (LDL-C)	mmol/L	0.00-3.37	
电 解 质	钾 (K)	mmol/L	0-<2 岁: 4.20-5.90 2-<3 岁: 3.90-5.40	



			3- $<$ 16 岁: 3.70-5.20 16- $<$ 19 岁: 3.50-4.90 19- $<$ 200 岁: 3.50-5.30	
	钠 (Na)	mmol/L	0- $<$ 6 月: 135-150 6 月- $<$ 1 岁: 134-143 1- $<$ 19 岁: 135-145 19- $<$ 200 岁: 137-147	
	氯 (Cl)	mmol/L	0- $<$ 6 月: 100-116 6 月- $<$ 19 岁: 98-110 19- $<$ 200 岁: 99-110	
	总钙 (Ca)	mmol/L	0- $<$ 19 岁: 2.10-2.80 19- $<$ 200 岁: 2.11-2.52	
	无机磷 (P)	mmol/L	男: 0- $<$ 6 月: 1.60-2.51 6 月- $<$ 1 岁: 1.48-2.20 1- $<$ 2 岁: 1.42-2.13 2- $<$ 6 岁: 1.37-1.99 6- $<$ 12 岁: 1.25-1.93 12- $<$ 15 岁: 1.15-2.01 15- $<$ 19 岁: 0.84-1.71 19-200 岁: 0.85-1.51 女: 0- $<$ 6 月: 1.60-2.51 6 月- $<$ 1 岁: 1.48-2.20 1- $<$ 2 岁: 1.42-2.13 2- $<$ 6 岁: 1.37-1.99 6- $<$ 12 岁: 1.25-1.93 12- $<$ 15 岁: 1.03-1.86 15- $<$ 19 岁: 0.93-1.61 19-200 岁: 0.85-1.51	
电 解 质	镁 (Mg)	mmol/L	0.65-1.25	006 生化仪
	葡萄糖 (GLU)	mmol/L	3.89-6.11	生化 LST006、 生化 LST008
心 肌 酶	肌酸激酶测定 (CK)	U/L	男 0-120 岁: 50-310 女 0-120 岁: 40-200	006 生化仪
	乳酸脱氢酶 (LDH)	U/L	120-250	
	肌酸激酶同工酶 (CK-MB)	ng/ml	0.0-5.0	
	α -羟丁酸脱氢酶 (HBDH)	U/L	72-182	
	血淀粉酶	U/L	35-135	日立 008-2s
	血脂肪酶	U/L	1.0-60.0	日立 008-2s
	血清人绒毛膜促性腺激素 (HCG)	mIU/mL	0.00-5.00	迈瑞 CL6000I



尿 常 规	隐血	/	-		UD-1300
	白细胞酯酶	/	-		
	酮体	/	-		
	亚硝酸盐	/	-		
	尿胆原	/	正常		
	胆红素	/	-		
	蛋白质	/	-		
	葡萄糖	/	-		
	比重	/	1.003-1.030		
	PH 值	/	4.5-8.0		
	维生素 C	/	-		
	颜色	/	/		
	浊度	/	/		
	红细胞	个/u1	0-10		
	白细胞	个/u1	0-15		
	透明管型	个/u1	0-1		
	病理管型	个/u1	0		
	鳞状上皮细胞	个/u1	0-23		
	非鳞状上皮细胞	个/u1	0-3		
	草酸钙结晶	个/u1	0-10		
	尿酸结晶	个/u1	0-3		
	细菌	个/u1	0-33		
	酵母菌	个/u1	-		
	粘液丝	个/u1	0-118		
24 小时尿总蛋白		mg/24h	28-141		日立 008-2s
甲胎蛋白		ng/ml	0.0-7.0		全自动化学发光免疫分析仪
促甲状腺激素 (TSH)		μ IU/ml	0 天-2 月: 0.66-16.58		迈瑞 CL6000I
			2 月-4 月: 0.68-11.97		
			4 月-12 月: 0.69-9.06		
			1 岁-7 岁: 0.66-6.44		
			7 岁-12 岁: 0.55-5.20		
			12 岁-20 岁: 0.45-4.61		



		20岁-120岁:0.35-5.10	
游离甲状腺素 (FT4)	pmol/L	男: 0天-1月: 13.34-28.65	
		男: 1月-12岁: 12.9-23.04	
		女: 0天-1月: 13.82-31.83	
		女: 1月-9岁: 13.26-24.80	
		女: 9岁-12岁: 10.16-24.34	
		12岁-200岁: 11.20-23.81	
游离三碘甲状原氨酸 (FT3)	pmol/L	0-2月: 2.38-8.41	
		2月-4月: 2.68-7.26	
		4月-12月: 2.90-7.02	
		1岁-7岁: 3.18-6.66	
		7岁-12岁: 3.22-6.34	
		12岁-21岁: 3.36-6.10	
		21岁-120岁: 2.76-6.45	
ELISA 结核感染 T 细胞检测		阴性	酶联免疫斑点法
糖化血红蛋白 A1C	%	4.0-6.0	糖化血红蛋白仪 MQ6000
肌钙蛋白 I	ng/ml	0.00-0.026	临检基蛋 Getein6000
空腹胰岛素测定	mIU/L	2.2-25.0	迈瑞 CL6000I
空腹 C 肽测定	ng/ml	1.0-4.8	

粪 便 常规	颜色	/	黄色		全自动粪便 处理分析系 统 FA-280
	性状	/	软便		
	吞噬细胞	/	未查见		
	油滴	/	未查见		
	夏科雷登结晶	/	未查见		
	脓细胞	/HP	未查见		
	霉菌孢子	/HP	未查见		
	红细胞	/HP	未查见		
	白细胞	/HP	未查见		
	不消化食物	/	未查见		



	隐血试验	/	阴性		
乙 肝 三 系 定 量 +HBcI gM	乙型肝炎病毒表面抗原	IU/mL	阴性<0.05;阳性≥0.05		雅培 I2000SR
	乙型肝炎病毒表面抗体	IU/L	阴 性 <10.00; 阳 性 ≥ 10.00		
	乙型肝炎病毒 e 抗原	S/CO	阴 性 <1.000; 阳 性 ≥ 1.000		
	乙型肝炎病毒 e 抗体	S/CO	阴 性 > 1.00; 阳 性 ≤ 1.00		
	乙型肝炎病毒核心抗体	S/CO	阴性<1.00;阳性≥1.00		
	乙型肝炎病毒核心抗体 IgM	S/CO	阴性<1.00;阳性≥1.00		
总 IGE 测定	总 IGE	KIU/L	<100.00		酶标仪 iMark
抗 核 抗 体 2 项	抗核抗体		<1:100		手工法
	抗双链 DNA 抗体		阴性		
性激 素	泌乳素	ng/mL	男 : 0-200 岁 : 3.46-19.40		雅培 I2000SR
			女 : 0-200 岁 : 5.18-26.53		
	睾酮	ng/dL	男 : 0-200 岁 : 142.39-923.14		
			女 : 0-200 岁 : 10.83-56.94		
	雌二醇	pg/mL	男 : 0-200 岁 : 11.00-44.00		
			女 : 卵 泡 期 : 21.00-251.00		
			女 : 月 经 中 期 : 38.00-649.00		
			女 : 黄 体 期 : 21.00-312.00		
			女: 未接受治疗绝经期: 0.00-28.00		
			女: 接收激素替代疗法 绝经期: 0.00-144.00		
	孕酮	ng/mL	男:0-200 岁:0.00-0.20		
			女: 卵泡期: 0.00-0.30		
			女: 黄体期: 1.20-15.90		



			女：绝经后：0.00-0.20	
			女：孕早期：2.80-147.30	
			女：孕中期：22.50-95.30	
			女：孕晚期：27.90-242.50	
	促黄体生成素	mIU/ml	男：0-200岁：0.57-12.07	
			女：卵泡期：1.80-11.78	
			女：月经中期：7.59-89.08	
			女：黄体期：0.56-14.00	
			女：绝经后：5.16-61.99	
	促卵泡刺激素	mIU/ml	男：0-200岁：0.95-11.95	
			女：卵泡期：3.03-8.08	
			女：月经中期：2.55-16.69	
			女：黄体期：1.38-5.47	
			女：绝经后：26.72-133.41	

